

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SÁP NỀN NHA KHOA

1. Mô tả sản phẩm

Sáp nền nha khoa là vật liệu trong nha khoa, dùng để làm nền tạm – gói sáp trong phục hình tháo lắp, ngoài ra còn hỗ trợ ghi dấu khớp cắn giúp chuyển tương quan trong miệng ra ngoài giá khớp để chế tác phục hình ở labo.

2. Chỉ định sử dụng

- Tạo mẫu sáp cho:
 - Nền hàm tạm (base plate)
 - Gói sáp
- Có thể sử dụng trong miệng hoặc trên mẫu hàm model
- Dùng để:
 - Nền tạm-gói sáp ở labo
 - Thử răng trên lâm sàng
 - Ghi nhận và chuyển tương quan hàm

3. Vật liệu

Sáp paraffin

4. Đặc tính

- **Tính nhiệt dẻo tốt:** Dễ uốn, dễ tạo hình khi gia nhiệt (ví dụ bằng ngọn lửa không khói), sau khi nguội có độ cứng và độ dai nhất định
- **Dễ thao tác:** Không dính dao khi cắt gọt, bề mặt mịn sau khi xử lý
- **Độ sạch cao:** Ít để lại cặn sau khi loại bỏ sáp bằng nước sôi
- **Ổn định tốt:** Giữ được hình dạng ổn định ở nhiệt độ trong khoang miệng

5. Cảnh báo & thận trọng

Sáp nền nha khoa được cung cấp ở trạng thái **không vô trùng**.

6. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn của sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

Nhà sản xuất: HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Địa chỉ: Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

Nhà nhập khẩu/ phân phối:

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

Địa chỉ: 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM