

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TĂM BÔNG NHA KHOA

1. Mô tả sản phẩm

Tăm bông nha khoa hay còn gọi là cọ quét nha khoa gồm cán bằng polypropylene (PP) và đầu chổi bằng nylon. Đầu cọ được sản xuất bằng công nghệ gắn sợi đặc biệt, không xơ, mềm, thân thiện với mô.

Thân có thể uốn cong ở nhiều góc khác nhau để thao tác chính xác. Phần cổ có thể bẻ để tăng khả năng tiếp cận các vị trí khó.

Thiết kế linh hoạt giúp nha sĩ thao tác dễ dàng trong các không gian hẹp.

2. Mục đích sử dụng

Dùng để lấy và bôi các dung dịch hoặc gel trong điều trị nha khoa.

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1 Mở bao bì và lấy cây tăm bông.

3.2 Cầm phần cán, nhúng đầu cọ vào dung dịch cần sử dụng.

3.3 Bôi lên vùng điều trị theo yêu cầu.

4. Cảnh báo và thận trọng

- Không sử dụng nếu sản phẩm hoặc bao bì bị hư hỏng, biến dạng.
- Chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng.
- Thận trọng với người có tiền sử dị ứng với vật liệu nhựa.

5. Quy cách

- Đầu thường: 2.5 mm
- Đầu nhỏ: 2.0 mm
- Đầu siêu nhỏ: 1.5 mm

6. Vật liệu

- Cán: Polypropylene (PP)
- Đầu cọ Nylon

Vật liệu đạt cấp y tế, an toàn và không gây nhiễm bẩn.

7. Cách sử dụng

Làm sạch và làm khô vùng điều trị trước khi sử dụng.

Lấy một lượng vật liệu vừa đủ lên đầu cọ, bôi nhẹ lên vị trí cần điều trị, đảm bảo phân bố đều.

Giữ góc phù hợp khi thao tác, tránh dùng lực mạnh hoặc thao tác quá nhanh để hạn chế khó chịu cho bệnh nhân.

Nhà sản xuất: HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Địa chỉ: Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

Nhà nhập khẩu/ phân phối:

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

Địa chỉ: 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM