

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SÁP NHA KHOA

Tên chung: Sáp nha khoa / sáp chỉnh nha

Mã sản phẩm: HK06, HK06S

I. Thông tin nhà sản xuất:

Nhà sản xuất: Andent Dental Co., Ltd

Địa chỉ : Zhaili Village, Qijiawu Town, Huanghua City, Hebei province, China.

After-sales Service: Andent Dental Co., Ltd.

Website: www.andent.cn

II. Cấu trúc, mục đích sử dụng và phạm vi ứng dụng của sản phẩm

Sáp nha khoa là sáp dùng trong nha chỉnh hình. Sáp nha khoa hay sáp chỉnh nha chủ yếu được sản xuất bằng cách nén sáp vi tinh thể thành dải rồi cắt. Nó được sử dụng để giảm kích ứng do ma sát gây ra bởi mắc cài (máng giữ và dây cung) trong khoang miệng và được cung cấp ở dạng không vô trùng.

Các mục đích sử dụng chính:

Giảm cọ xát – giảm đau gây ra bởi mắc cài: Dán lên mắc cài, dây cung
→ không cọ vào môi, má, lưỡi → đỡ trầy loét.

Bảo vệ niêm mạc miệng: Ngăn kim loại sắc gây rách mô mềm.

Giảm kích ứng khi mới niềng răng

III. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cách dùng:

1. Xác nhận sản phẩm không bị nhiễm bẩn trước khi sử dụng.
2. Chọn mã sản phẩm khác nhau tùy theo điều kiện cụ thể.
3. Rửa tay sạch.
4. Súc miệng, lau khô vị trí mắc cài gây cản.
5. Lấy 1 miếng sáp nhỏ, vo tròn cho mềm.
6. Ấn sáp lên mắc cài/dây cung gây đau, ép chặt để bám.

Trong khi dùng

Có thể ăn uống bình thường.

Nếu sáp rơi hoặc bẩn → thay miếng mới.

Thường thay mỗi ngày

Khi tháo

Lấy ra trước khi đánh răng.

Đánh răng và vệ sinh khí cụ như bình thường.

IV. Thời hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

V. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

1. Chống chỉ định: Không có
2. Người không có chuyên môn y tế không được phép sử dụng.
3. Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng, biến dạng hoặc bao bì bị rách.
4. Sản phẩm này chỉ sử dụng một lần. Vui lòng thay thế khi cần thiết.

VI. Phương pháp bảo quản và giữ gìn sản phẩm

1. Sản phẩm này phải được bảo quản trong phòng sạch sẽ, khô ráo, thoáng khí ở nhiệt độ phòng với độ ẩm tương đối không quá 80% và không có khí ăn mòn.
2. Tránh ánh nắng trực tiếp.
3. Bảo vệ sản phẩm khỏi bị nén và biến dạng trong quá trình bảo quản.

VII. Đóng gói

1 miếng / hộp

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC