

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XI-LANH BƠM RỬA Ổ RĂNG (KẼ RĂNG)

1. Mô tả sản phẩm

Xi-lanh/ Ống bơm thường gồm:

- Thân ống (barrel)
- Pít-tông (nút cao su)
- Thanh đẩy (core rod)
- Vòi bơm gắn liền với thân ống

2. Phân loại

- Ống tiêm 12 cc a
- Ống tiêm 12 cc có vạch chia
- Ống tiêm 5 cc có vạch chia

3. Tác dụng

- **Làm sạch kẽ răng:** loại bỏ mảng bám, thức ăn mà bàn chải không tới được
- **Rửa túi nha chu:** giảm vi khuẩn trong vùng viêm
- **Hỗ trợ sau thủ thuật:** giữ vùng phẫu thuật sạch (nhổ răng, cấy ghép, nha chu)
- **Giảm viêm – hôi miệng:** nhờ loại bỏ vi khuẩn tích tụ

4. Chỉ định

- Người có **viêm lợi / viêm nha chu**
- Người có **túi nha chu sâu** cần rửa sạch hàng ngày
- **Sau nhổ răng khôn**, phẫu thuật nha khoa (tránh nhét thức ăn vào ổ răng)
- Người **niềng răng, làm cầu răng, implant** (khó vệ sinh bằng bàn chải thường)
- Bệnh nhân **vệ sinh răng miệng kém hoặc hạn chế vận động tay**

5. Cảnh báo & thận trọng

- Không bơm quá mạnh → dễ tổn thương lợi
- Dùng **nước muối sinh lý hoặc dung dịch theo chỉ định**
- Không thay thế hoàn toàn bàn chải + chỉ nha khoa
- Sản phẩm được cung cấp ở trạng thái **không vô trùng**.

6. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn của sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

Nhà sản xuất: HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Địa chỉ: Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

Nhà nhập khẩu/ phân phối:

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

Địa chỉ: 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM