

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐAI TRÁM RĂNG

1. Mô tả sản phẩm

Đai trám răng là dụng cụ trong điều trị phục hồi nha khoa, dùng để tái tạo hình dạng vùng kẽ răng.

Chức năng chính là tạo hình thành răng tạm thời khi đặt vật liệu trám, giúp phục hồi khít, bề mặt trơn láng và dễ vệ sinh.

2. Chỉ định sử dụng

Được đặt tại vùng kẽ của răng bị khuyết, dùng để:

- Tạm thời thay thế thành bên (thành gần/xạ) của răng
- Khi sử dụng vật liệu trám như composite (resin), amalgam
→ Nhằm tạo được:
- Hình dạng giải phẫu đúng
- Điểm tiếp xúc chuẩn
- Bề mặt hoàn thiện tốt (đánh bóng dễ)

3. Phân loại

- Dạng cong tăng cường (Increased curvature)
- Dạng nâng bờ (Margin elevation)

4. Cảnh báo & thận trọng

Đai trám răng được cung cấp ở trạng thái **không vô trùng**.

5. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn ghi trên sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

Nhà sản xuất: HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Địa chỉ: Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

Nhà nhập khẩu/ phân phối:

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

Địa chỉ: 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM