

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỤNG CỤ BANH MIỆNG

1. Mô tả sản phẩm

Dụng cụ banh miệng là dụng cụ y tế dùng để mở rộng mô mềm vùng má trong khoang miệng một cách an toàn, giúp bác sĩ có trường quan sát rõ ràng khi thao tác và tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.

2. Chỉ định sử dụng

Được sử dụng rộng rãi trong:

- Phục hình nha khoa
- Chỉnh nha
- Phục hồi
- Nha khoa tổng quát

3. Phân loại

Dạng C, Dạng T, Dạng Y, Dạng đôi (Double), Dạng O, Dạng vuông (Square), Dạng Mouth Props (dụng cụ giữ miệng mở)

4. Cảnh báo & thận trọng

Dụng cụ banh miệng được cung cấp ở trạng thái **không vô trùng**.

5. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn ghi trên sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

Nhà sản xuất: HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Địa chỉ: Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

Nhà nhập khẩu/ phân phối:

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

Địa chỉ: 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM