

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### ĐỆM CẢN CHỈNH NHA (Aligner Ortho Chews)

#### 1. Mô tả sản phẩm

Dụng cụ dạng thanh, làm từ silicone y tế, được thiết kế cho bệnh nhân đang sử dụng niềng răng trong suốt.

#### 2. Chỉ định sử dụng

- Đảm bảo lực chỉnh nha: Khi cắn, khay niềng áp sát hoàn toàn vào răng, đặc biệt tại các các nút/điểm gắn bằng composite trên răng, giúp loại bỏ khe hở và đảm bảo lực chỉnh nha truyền đúng.
- Ngăn ngừa tình trạng “mặt niềng răng”: giúp duy trì hoạt động nhai, giữ cơ mặt không bị teo, tránh cơ nhai yếu đi, tránh hóp má, do ít nhai trong thời gian đeo niềng.

#### 3. Loại hình dạng

- Hình trụ
- Hình cây kem
- Hình chữ Y
- Và các dạng khác

#### 4. Cảnh báo & thận trọng

Đệm cản chỉnh nha được cung cấp ở trạng thái **không vô trùng**.

#### 5. Đóng gói và bảo quản

- Hạn sử dụng: 5 năm
- Sử dụng trong thời hạn ghi trên sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí
- Tránh ánh nắng trực tiếp

**Nhà sản xuất:** HUBEI GUARDDENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

**Địa chỉ:** Số 1 đường Guiyuan Temple South, Quận Hanyang, Tp. Vũ Hán, Trung Quốc

**Nhà nhập khẩu/ phân phối:**

Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa SV

**Địa chỉ:** 123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú, TP. HCM